

SystemSURE *Plus* | Sistema para la verificación de la limpieza



Durante más de una década, el SystemSURE *Plus* ha sido el sistema para control de higiene más vendido del mundo. Su diseño unido a su electrónica de última generación hace de este luminómetro portátil un equipo fácil de emplear, muy sensible y de bajo coste sin comprometer para ello su eficacia y robustez.

Utilizado en pequeños y grandes procesos industriales donde la rápida detección de una contaminación es indispensable, el systemSURE *Plus* permite a las empresas determinar la eficacia de sus limpiezas en superficies y aclarar asegurar la calidad de sus productos y reducir costes.

Especificaciones:

- Muy sensible, puede detectar por debajo de 1 femtomol de ATP
- Su avanzado sensor de fotodiodo ofrece una baja variación
- Auto calibración y chequeo interno
- Teclado sencillo y fácil de utilizar
- Funciona con 2 baterías AA
- Capacidad de memoria
 - 100 planes de muestreo
 - 200 identificaciones de usuario
 - 251 puntos por plan de muestreo
 - 5000 localizaciones programables
- Instrumento pequeño, ligero y de fácil manejo (260 grs. 7,6x17,8x3 cm)
- Modo de chequeo rápido capaz de detectar errores internos
- Pantalla de gran tamaño con retroiluminación y texto opcional en negrita
- Cámara de lectura desmontable para limpieza fácil
- Conectado con el software SureTrend via USB




El software SureTrend es un programa eficaz que permite descargar los resultados de las pruebas realizadas a una base de datos, analizar tendencias y generar gráficos e informes.



Catálogo N.º	Descripción	Cantidad
SS4	SystemSURE plus	1

Procedimiento:




Vea una demostración en [HygienaTV](#) en [HygienaTV](#)

Productos relacionados

Sistema de Monitoreo EnSURE® Touch®

El EnSURE Touch es un sistema para control de higiene de última generación. Proporciona una verificación de la limpieza rápida y precisa para apoyar su programa de seguridad alimentaria. EnSURE Touch cuenta con una pantalla táctil de 5", tecnología de sincronización inalámbrica y software basado en la nube. EnSURE Touch está diseñado para adaptarse a su lugar de trabajo, proporcionando los datos necesarios para la supervisión de la cadena de suministro a través de múltiples ubicaciones, auditorías y gestión de riesgos, y previene la retirada de productos.



SuperSnap® Test de ATP alta sensibilidad

SuperSnap es la prueba de superficie de ATP más sensible de la línea de dispositivos de control de higiene de Hygiena. Diseñado para funcionar con todos los luminómetros de Hygiena, SuperSnap es una prueba que detecta niveles extremadamente bajos de ATP. Se utiliza principalmente en instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas como prevención de la contaminación cruzada por alérgenos.



UltraSnap® Test de ATP para superficies

Ultrasnap es una prueba fácil de utilizar que permite determinar la presencia de ATP en superficies y está diseñado para su uso con los luminómetros de Hygiena. Este dispositivo, todo en uno, contiene un escobillón pre-humedecido que permite realizar una toma de muestra óptima. El empleo de un único reactivo líquido y estable proporciona una reproducibilidad superior y una mayor robustez. La tecnología Snap - Valve® patentada por Hygiena permite su fácil activación.



Catálogo N.º	Descripción	Cantidad
ETOUCH	Sistema de monitoreo EnSURE Touch	1
SUS3000	SuperSnap Test de ATP alta sensibilidad	100
US2020	UltraSnap Test de ATP para superficies	100
AQ-100X	AquaSnap Total ATP para aguas	100
AQ-100FX	AquaSnap Free ATP para aguas	100