

# CalCheck | Verificación de la Calibración

CalCheck es un dispositivo LED reutilizable para la verificación rápida y fiable de la calibración de luminómetros, ¡en menos de un minuto!

Aunque los luminómetros Hygiena® ya ejecutan una autocomprobación de calibración en la puesta en marcha, un programa sólido de control de calidad suele requerir una prueba de calibración del instrumento. Las comprobaciones de calibración internas confirman que el luminómetro Hygiena funciona correctamente y demuestran que un sistema de supervisión está bajo control. CalCheck proporciona un dispositivo de verificación de calibración positiva y negativa todo en uno y reutilizable, que se activa con sólo pulsar un botón.


## Beneficios

- Verifica la calibración interna de los instrumentos como parte de un programa de control de calidad.
- Demuestra la diligencia debida a los auditores y demuestra que su sistema funciona correctamente.
- Permite una verificación de calibración ilimitada
- Funciona con una pila de botón fácilmente sustituible
- Fuente de luz estable basada en LED
- Compatible con los luminómetros Hygiena EnSURE® Touch, EnSURE® y SystemSURE™ Plus



Catalogo No.	Descripción	Cantidad
CAL	CalCheck Dispositivo LED para la Verificación de la Calibración	1

## CalCheck Procedimiento



## Productos Relacionados

### EnSURE Touch Monitoring System

El EnSURE Touch es un sistema para el control de calidad de nueva generación. Proporciona una verificación rápida y precisa de la higiene y contribuye a su programa de seguridad alimentaria.

EnSURE Touch cuenta con una pantalla táctil de 5", tecnología de sincronización inalámbrica y software basado en la nube. EnSURE Touch está diseñado para adaptarse a su lugar de trabajo, proporcionando los datos que necesita para la supervisión de la compleja cadena de suministro en varias ubicaciones, la gestión de auditorías y riesgos y previene la retirada de productos.



Catalogo No.	Descripción	Cantidad
ETOUCH	EnSURE Touch Monitoring System	1