

EnSURE[®] Touch

Charging Dock

Base de carga EnSURE[®] Touch

La base de carga EnSURE[®] Touch simplifica la carga de su EnSURE Touch sin la molestia de cables y alambres. Utiliza el cable de carga USB-C y el adaptador suministrados con EnSURE Touch, y funciona con y sin la cubierta protectora del luminómetro.

PIDA MAS INFORMACIÓN

DESCARGAR INSTRUCCIONES



Se puede cargar con/sin funda protectora



Cargue su EnSURE Touch con o sin su estuche protector.

Indicador de carga



La luz naranja indica que el instrumento aún se está cargando.
Verde indica que está completamente cargado.

De reducido tamaño



El tamaño reducido de la base ocupa un espacio mínimo en su mostrador.

Sin necesidad de enchufar el cargador



La base de carga siempre está enchufada, por lo que todo lo que necesita hacer es colocar el EnSURE Touch en la base de carga.